

- Een vers gelakt oorstukje mag niet eerder dan 1 uur na het lakken in het oor worden geplaatst.
- Het product is uitsluitend bestemd voor het genoemde toepassingsgebied en mag alleen worden gebruikt door professionele gekwalificeerde en geïnstrueerde personen.
- Zwangere vrouwen mogen niet met Lack B werken.
- De vulkanisatie kan worden verstoord door het gebruik van latexhandschoenen, handremes, reinigingsmiddelen, enz.
- Beschermende kleding dragen! Het is niet mogelijk om siliconenvlekken op kleding te reinigen (zelfs niet chemisch).
- Lage temperaturen en een lage luchtvochtigheid vertragen de uithardingstijd van de lak.
- Gebruik een geschikt afzuig systeem tijdens de verwerking.
- Laatresten nooit teruggeven in de originele fles.
- Fles na gebruik onmiddellijk sluiten.

Biopor® AB UV Lack / Biopor® AB RT Lack

- Om fysieke redenen kunnen de componenten bij nieuwe cartridges in eerste instantie ongelijkmatig worden getransporteerd. Daarom moet de eerst getransporteerde hoeveelheid – ongeveer ter grootte van een erwit – worden weggegooid.
- Nooit tegen een uitgeharde mengcanule transporter. Dit kan leiden tot lekkern in het cartidgeysteem en dus tot het vrijkomen van ongemengde, niet-uithardende afzonderlijke componenten.
- Na gebruik mengcanule als sluiting op de dubbele cartridge laten zitten.

Informatie bij eenmalig gebruik

De uitgeharde lak kan vanwege de fysieke eigenschappen niet worden gebruikt voor een verdere coating.

Afvoer

Afvoer van de inhoud/container overeenkomstig de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften en volgens veiligheidsinformatieblad.

Waarschuwingen

Waarschuwingen en veiligheidsaanwijzingen zijn te vinden op het productetiket en in het bijbehorende veiligheidsinformatieblad.

Erfstige incidenten

Alle ernstige incidenten die in verband met het product optreden, dienen te worden gemeld aan de fabrikant en de verantwoordelijke instantie van de lidstaat waarin de gebruiker en/of patiënt woonachtig is.

Uso previsto

Lacca siliconica per il rivestimento di auricolari e calchi dell'orecchio.

Indicazione

Segnalazione superficiale di un auricolare per proteggerlo dalle influenze esterne.

Contraindicationi

Non utilizzare il prodotto in caso di allergia ad uno degli ingredienti. Non si prevedono effetti collaterali indesiderati del presente dispositivo medico se trattato e usato correttamente. Tuttavia, reazioni immunitarie (ad es. allergie) o disturbi locali della sensazione (ad esempio iritazione del canale uditorio) non possono essere esclusi in principio. Se si verificano effetti collaterali indesiderati, anche in caso di dubbio, si prega di comunicarli sempre descrivendo più dettagliatamente possibile le circostanze e i sintomi concomitanti. Seguiamo ogni suggerimento.

Gruppo di pazienti target

Pazienti che hanno bisogno di una cura dell'orecchio.

Utenti destinatari

Personale tecnico specializzato / tecnici dell'auricolare.

Descrizione del prodotto

Biopor® AB UV Lack / Biopor® AB RT Lack è una lacca siliconica trasparente incolore, privo di solventi per auricolari Biopor® AB. Grazie ai componenti A e B di polimerizzazione per addizione, il prodotto ha un odore neutro.

Lack B è una lacca siliconica indurente con l'umidità dell'aria per auricolari e calchi dell'orecchio in silicone, ma adatto anche come rivestimento adesivo per auricolari in acrilico.

Lack B eco è una lacca siliconica indurente con l'umidità dell'aria per auricolari e calchi dell'orecchio in silicone, ma adatto anche come rivestimento adesivo per auricolari in acrilico. La lacca non contiene toluene e risulta pertanto particolarmente gradevole per l'utente. Una volta indurito, il rivestimento ha un aspetto lucido brillante e trasparente, la superficie è facile da pulire. Il legame tra l'auricolare siliconico e la Lack B eco indurita è eccellente, il rivestimento possiede un'elevata resistenza e durevolezza.

Lack B matt è una lacca siliconica indurente con l'umidità dell'aria per auricolari e calchi dell'orecchio in silicone, ma adatta anche come rivestimento adesivo per auricolari in acrilico. La lacca non contiene toluene e risulta pertanto particolarmente gradevole per l'utente. Una volta indurito, il rivestimento ha un aspetto lucido brillante e trasparente, la superficie è facile da pulire. Il legame tra l'auricolare siliconico e la Lack B matt indurita è eccellente, il rivestimento possiede un'elevata resistenza e durevolezza.

NanoScreen™ Soft Lack è una lacca siliconica igienica, indurente con l'umidità dell'aria per auricolari e calchi dell'orecchio in silicone, ma adatto anche come rivestimento adesivo per auricolari in acrilico.

Dati tecnicici

Scheda tecnica disponibile su richiesta.

Lavorazione

Versare la **Biopor® AB RT Lack** in un contenitore idoneo con l'aiuto di un iniettore e una cannula di miscelazione dalla cartuccia doppia. Applicare con un pennello uno strato sottile sull'auricolare pulito e privo di grasso oppure immergere l'intero auricolare nella lacca. Se la cartuccia doppia non viene svuotata completamente, la cannula di miscelazione rimane come chiusura sulla cartuccia doppia. Al prossimo utilizzo, sostituire la cannula di miscelazione lavorare nuovamente il materiale.

Indurimento: ca. 15 min. all'aria (a $23^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$, 50–60 % UR).

Tempo di lavorazione allo stato miscelato: 2 min. 30 sec. \pm 30 sec.

Versare la **Biopor® AB UV Lack** in un contenitore idoneo con l'aiuto di un iniettore e una cannula di miscelazione dalla cartuccia doppia e applicare con un pennello uno strato sotile sull'auricolare pulito e privo di grasso oppure immergere l'intero auricolare nella lacca. Dopo l'immersione, lasciare l'auricolare a riposo per 5 min. Per la polimerizzazione, inserire l'auricolare laccato in un apparecchio di fotopolimerizzazione (Polylux). Con l'utilizzo congiunto di un motore rotante si ottengono risultati ancora migliori. Se la cartuccia doppia non viene svuotata completamente, la cannula di miscelazione rimane come chiusura sulla cartuccia doppia. Al prossimo utilizzo, sostituire la cannula di miscelazione lavorare nuovamente il materiale.

Indurimento: ca. 15 min. all'aria (a $23^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$, 50–60 % UR).

Tempo di lavorazione allo stato miscelato: 2 min. 30 sec. \pm 30 sec.

Versare la **Biopor® AB UV Lack / Biopor® AB RT Lack** in un contenitore idoneo con l'aiuto di un iniettore e una cannula di miscelazione dalla cartuccia doppia e applicare con un pennello uno strato sotile sull'auricolare pulito e privo di grasso oppure immergere l'intero auricolare nella lacca. Dopo l'immersione, lasciare l'auricolare a riposo per 5 min. Per la polimerizzazione, inserire l'auricolare laccato in un apparecchio di fotopolimerizzazione (Polylux). Con l'utilizzo congiunto di un motore rotante si ottengono risultati ancora migliori. Se la cartuccia doppia non viene svuotata completamente, la cannula di miscelazione rimane come chiusura sulla cartuccia doppia. Al prossimo utilizzo, sostituire la cannula di miscelazione lavorare nuovamente il materiale.

Indurimento: ca. 15 min. all'aria (a $23^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$, 50–60 % UR).

Tempo di lavorazione allo stato miscelato: 2 min. 30 sec. \pm 30 sec.

Versare la **Biopor® AB UV Lack / Biopor® AB RT Lack** in un contenitore idoneo con l'aiuto di un iniettore e una cannula di miscelazione dalla cartuccia doppia e applicare con un pennello uno strato sotile sull'auricolare pulito e privo di grasso oppure immergere l'intero auricolare nella lacca. Dopo l'immersione, lasciare l'auricolare a riposo per 5 min. Per la polimerizzazione, inserire l'auricolare laccato in un apparecchio di fotopolimerizzazione (Polylux). Con l'utilizzo congiunto di un motore rotante si ottengono risultati ancora migliori. Se la cartuccia doppia non viene svuotata completamente, la cannula di miscelazione rimane come chiusura sulla cartuccia doppia. Al prossimo utilizzo, sostituire la cannula di miscelazione lavorare nuovamente il materiale.

Indurimento: ca. 15 min. all'aria (a $23^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$, 50–60 % UR).

Tempo di lavorazione allo stato miscelato: 2 min. 30 sec. \pm 30 sec.

Versare la **Biopor® AB UV Lack / Biopor® AB RT Lack** in un contenitore idoneo con l'aiuto di un iniettore e una cannula di miscelazione dalla cartuccia doppia e applicare con un pennello uno strato sotile sull'auricolare pulito e privo di grasso oppure immergere l'intero auricolare nella lacca. Dopo l'immersione, lasciare l'auricolare a riposo per 5 min. Per la polimerizzazione, inserire l'auricolare laccato in un apparecchio di fotopolimerizzazione (Polylux). Con l'utilizzo congiunto di un motore rotante si ottengono risultati ancora migliori. Se la cartuccia doppia non viene svuotata completamente, la cannula di miscelazione rimane come chiusura sulla cartuccia doppia. Al prossimo utilizzo, sostituire la cannula di miscelazione lavorare nuovamente il materiale.

Indurimento: ca. 15 min. all'aria (a $23^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$, 50–60 % UR).

Tempo di lavorazione allo stato miscelato: 2 min. 30 sec. \pm 30 sec.

Versare la **Biopor® AB UV Lack / Biopor® AB RT Lack** in un contenitore idoneo con l'aiuto di un iniettore e una cannula di miscelazione dalla cartuccia doppia e applicare con un pennello uno strato sotile sull'auricolare pulito e privo di grasso oppure immergere l'intero auricolare nella lacca. Dopo l'immersione, lasciare l'auricolare a riposo per 5 min. Per la polimerizzazione, inserire l'auricolare laccato in un apparecchio di fotopolimerizzazione (Polylux). Con l'utilizzo congiunto di un motore rotante si ottengono risultati ancora migliori. Se la cartuccia doppia non viene svuotata completamente, la cannula di miscelazione rimane come chiusura sulla cartuccia doppia. Al prossimo utilizzo, sostituire la cannula di miscelazione lavorare nuovamente il materiale.

Indurimento: ca. 15 min. all'aria (a $23^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$, 50–60 % UR).

Tempo di lavorazione allo stato miscelato: 2 min. 30 sec. \pm 30 sec.

Versare la **Biopor® AB UV Lack / Biopor® AB RT Lack** in un contenitore idoneo con l'aiuto di un iniettore e una cannula di miscelazione dalla cartuccia doppia e applicare con un pennello uno strato sotile sull'auricolare pulito e privo di grasso oppure immergere l'intero auricolare nella lacca. Dopo l'immersione, lasciare l'auricolare a riposo per 5 min. Per la polimerizzazione, inserire l'auricolare laccato in un apparecchio di fotopolimerizzazione (Polylux). Con l'utilizzo congiunto di un motore rotante si ottengono risultati ancora migliori. Se la cartuccia doppia non viene svuotata completamente, la cannula di miscelazione rimane come chiusura sulla cartuccia doppia. Al prossimo utilizzo, sostituire la cannula di miscelazione lavorare nuovamente il materiale.

Indurimento: ca. 15 min. all'aria (a $23^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$, 50–60 % UR).

Tempo di lavorazione allo stato miscelato: 2 min. 30 sec. \pm 30 sec.

Versare la **Biopor® AB UV Lack / Biopor® AB RT Lack** in un contenitore idoneo con l'aiuto di un iniettore e una cannula di miscelazione dalla cartuccia doppia e applicare con un pennello uno strato sotile sull'auricolare pulito e privo di grasso oppure immergere l'intero auricolare nella lacca. Dopo l'immersione, lasciare l'auricolare a riposo per 5 min. Per la polimerizzazione, inserire l'auricolare laccato in un apparecchio di fotopolimerizzazione (Polylux). Con l'utilizzo congiunto di un motore rotante si ottengono risultati ancora migliori. Se la cartuccia doppia non viene svuotata completamente, la cannula di miscelazione rimane come chiusura sulla cartuccia doppia. Al prossimo utilizzo, sostituire la cannula di miscelazione lavorare nuovamente il materiale.

Indurimento: ca. 15 min. all'aria (a $23^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$, 50–60 % UR).

Tempo di lavorazione allo stato miscelato: 2 min. 30 sec. \pm 30 sec.

Versare la **Biopor® AB UV Lack / Biopor® AB RT Lack** in un contenitore idoneo con l'aiuto di un iniettore e una cannula di miscelazione dalla cartuccia doppia e applicare con un pennello uno strato sotile sull'auricolare pulito e privo di grasso oppure immergere l'intero auricolare nella lacca. Dopo l'immersione, lasciare l'auricolare a riposo per 5 min. Per la polimerizzazione, inserire l'auricolare laccato in un apparecchio di fotopolimerizzazione (Polylux). Con l'utilizzo congiunto di un motore rotante si ottengono risultati ancora migliori. Se la cartuccia doppia non viene svuotata completamente, la cannula di miscelazione rimane come chiusura sulla cartuccia doppia. Al prossimo utilizzo, sostituire la cannula di miscelazione lavorare nuovamente il materiale.

Indurimento: ca. 15 min. all'aria (a $23^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$, 50–60 % UR).

Tempo di lavorazione allo stato miscelato: 2 min. 30 sec. \pm 30 sec.

Versare la **Biopor® AB UV Lack / Biopor® AB RT Lack** in un contenitore idoneo con l'aiuto di un iniettore e una cannula di miscelazione dalla cartuccia doppia e applicare con un pennello uno strato sotile sull'auricolare pulito e privo di grasso oppure immergere l'intero auricolare nella lacca. Dopo l'immersione, lasciare l'auricolare a riposo per 5 min. Per la polimerizzazione, inserire l'auricolare laccato in un apparecchio di fotopolimerizzazione (Polylux). Con l'utilizzo congiunto di un motore rotante si ottengono risultati ancora migliori. Se la cartuccia doppia non viene svuotata completamente, la cannula di miscelazione rimane come chiusura sulla cartuccia doppia. Al prossimo utilizzo, sostituire la cannula di miscelazione lavorare nuovamente il materiale.

Indurimento: ca. 15 min. all'aria (a $23^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$, 50–60 % UR).

Tempo di lavorazione allo stato miscelato: 2 min. 30 sec. \pm 30 sec.

Versare la **Biopor® AB UV Lack / Biopor® AB RT Lack** in un contenitore idoneo con l'aiuto di un iniettore e una cannula di miscelazione dalla cartuccia doppia e applicare con un pennello uno strato sotile sull'auricolare pulito e privo di grasso oppure immergere l'intero auricolare nella lacca. Dopo l'immersione, lasciare l'auricolare a riposo per 5 min. Per la polimerizzazione, inserire l'auricolare laccato in un apparecchio di fotopolimerizzazione (Polylux). Con l'utilizzo congiunto di un motore rotante si ottengono risultati ancora migliori. Se la cartuccia doppia non viene svuotata completamente, la cannula di miscelazione rimane come chiusura sulla cartuccia doppia. Al prossimo utilizzo, sostituire la cannula di miscelazione lavorare nuovamente il materiale.

Indurimento: ca. 15 min. all'aria (a $23^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$, 50–60 % UR).

Tempo di lavorazione allo stato miscelato: 2 min. 30 sec. \pm 30 sec.

Versare la **Biopor® AB UV Lack / Biopor® AB RT Lack** in un contenitore idoneo con l'aiuto di un iniettore e una cannula di miscelazione dalla cartuccia doppia e applicare con un pennello uno strato sotile sull'auricolare pulito e privo di grasso oppure immergere l'intero auricolare nella lacca. Dopo l'immersione, lasciare l'auricolare a riposo per 5 min. Per la polimerizzazione, inserire l'auricolare laccato in un apparecchio di fotopolimerizzazione (Polylux). Con l'utilizzo congiunto di un motore rotante si ottengono risultati ancora migliori. Se la cartuccia doppia non viene svuotata completamente, la cannula di miscelazione rimane come chiusura sulla cartuccia doppia. Al prossimo utilizzo, sostituire la cannula di miscelazione lavorare nuovamente il materiale.

Indurimento: ca. 15 min. all'aria (a $23^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$, 50–60 % UR).

Tempo di lavorazione allo stato miscelato: 2 min. 30 sec. \pm 30 sec.

Versare la **Biopor® AB UV Lack / Biopor® AB RT Lack** in un contenitore idoneo con l'aiuto di un iniettore e una cannula di miscelazione dalla cartuccia doppia e applicare con un pennello uno strato sotile sull'auricolare pulito e privo di grasso oppure immergere l'intero auricolare nella lacca. Dopo l'immersione, lasciare l'auricolare a riposo per 5 min. Per la polimerizzazione, inserire l'auricolare laccato in un apparecchio di fotopolimerizzazione (Polylux). Con l'utilizzo congiunto di un motore rotante si ottengono risultati ancora migliori. Se la cartuccia doppia non viene svuotata completamente, la cannula di miscelazione rimane come chiusura sulla cartuccia doppia. Al prossimo utilizzo, sostituire la cannula di miscelazione lavorare nuovamente il materiale.

Indurimento: ca. 15 min. all'aria (a $23^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$, 50–60 % UR).

Zweckbestimmung

Silikonlack zur Beschichtung von Otoplastiken und Ohrabformungen

Indikation Oberflächenversiegelung individueller Otoplastiken für eine Versorgung mit Hörgeräten oder als Gehörschutz. Durch den Lack wird eine glatte Oberfläche erhalten, welche das Anhaften von Schmutz reduziert, den Tragekomfort erhöht und zu einer Ästhetik führt, welche die Akzeptanz der Otoplastik durch den Patienten fördert.

Kontraindikation

Bei Allergien gegen einen der Inhaltsstoffe darf das Produkt nicht angewendet werden. Unerwünschte Nebenwirkungen dieses Medizinproduktes sind bei sachgerechter Verarbeitung und Anwendung nicht zu erwarten. Immunreaktionen (z. B. Allergien) oder örtliche Missempfindungen (z. B. Reizungen im Gehörgang) können jedoch prinzipiell nicht ausgeschlossen werden. Sollten Ihnen unerwünschte Nebenwirkungen – auch in Zweifelsfällen – bekannt werden, bitten wir in jedem Fall um Mitteilung unter möglichst genauer Beschreibung der Begleitumstände und Symptome. Wir gehen jeden Hinweis nach.

Patientenzielgruppe

Patienten, für die eine Versorgung des Ohres notwendig ist.

Vorgesetzte Anwender

Technisches Fachpersonal / Otoplastik-Techniker

Produktbeschreibung

Biopor® AB UV Lack / Biopor® AB RT Lack ist ein farblos-transparenter, lösungsmittelfreier Silikonlack für weiche Biopor® AB Otoplastiken. Durch die additionsvernetzenden Komponenten A und B ist ein neutraler Geruch gegeben.

Lack B ist ein luftfeuchtigkeitshärtender Silikonlack für Otoplastiken und Ohrabformungen aus Silikon, aber auch geeignet als Haftbeschichtung bei Acryl-Otoplastiken.

Lack B eco ist ein luftfeuchtigkeitshärtender Silikonlack für Otoplastiken und Ohrabformungen aus Silikon, aber auch geeignet als Haftbeschichtung bei Acryl-Otoplastiken. Der Lack enthält kein Toluol und ist daher sehr anwendungsreich.

Die ausgehärtete Beschichtung besitzt ein brillant glänzendes und klar-transparentes Aussehen, die Oberfläche ist pflegeleicht. Der Verbund zwischen der Silikon-Otoplastik und dem ausgehärteten Lack B eco ist ausgezeichnet, die Beschichtung ist sehr robust und langlebig.

Lack B matt ist ein luftfeuchtigkeitshärtender Silikonlack für Otoplastiken und Ohrabformungen aus Silikon, aber auch geeignet als Haftbeschichtung bei Acryl-Otoplastiken. Der Lack enthält kein Toluol und ist daher sehr anwendungsreich. Die langlebige Beschichtung besitzt eine sanftwirksame und matte Oberfläche. Die mit Lack B matt lackierte Otoplastik ist leichter zu reinigen als eine mit Korund behandelte Otoplastikoberfläche und daher hygienischer.

NanoScreen™ Soft Lack ist ein luftfeuchtigkeitshärtender, hygienischer Silikonlack für Otoplastiken und Ohrabformungen aus Silikon, aber auch geeignet als Haftbeschichtung bei Acryl-Otoplastiken.

Technische Daten
Technisches Datenblatt auf Anfrage erhältlich.

Chargennummer / Haltbarkeitsdatum
Die Chargennummer und das Haltbarkeitsdatum befinden sich sowohl auf der Außenverpackung als auch auf dem Produkt. Bei

Verarbeitung

Biopor® AB RT Lack mit Hilfe eines Injectors und einer Mischkanüle aus der Doppelkartusche in ein geeignetes Gefäß applizieren. Mit einem Pinsel dünn auf die saubere und entfettete Otoplastik aufragern oder die gesamte Otoplastik in den Lack eintauchen. Falls die Doppelkartusche nicht vollständig entleert wird, verbleibt die Mischkanüle als Verschluss auf der Doppelkartusche. Beim nächsten Gebrauch wird die Mischkanüle als Verschluss auf der Doppelkartusche. Beim nächsten Gebrauch wird die Mischkanüle als Verschluss auf der Doppelkartusche. Beim nächsten Gebrauch wird die Mischkanüle als Verschluss auf der Doppelkartusche. Beim nächsten Gebrauch wird die Mischkanüle als Verschluss auf der Doppelkartusche.

Biopor® AB UV Lack mit Hilfe eines Injectors und einer Mischkanüle aus der Doppelkartusche in ein geeignetes Gefäß applizieren und mit einem Pinsel dünn auf die saubere und entfettete Otoplastik aufragern oder die gesamte Otoplastik tauchen. Nach dem Tauchen sollte die Otoplastik ca. 5 Minuten ruhen. Zur Polymerisation wird die lackierte Otoplastik in ein Lichtgerät (Polylux) gestellt. Die zusätzliche Verwendung des Wundemotors führt zu einem noch besseren Ergebnis. Falls die Doppelkartusche nicht vollständig entleert wird, verbleibt die Mischkanüle als Verschluss auf der Doppelkartusche. Beim nächsten Gebrauch wird die Mischkanüle ersetzt und das Material weiterverarbeitet.

Aushärtung: ca. 15 Min. an der Luft ($\text{bei } 23^\circ\text{C} \pm 1^\circ\text{C}$, 50–60 % RLF). Verarbeitbarkeit im angemessenen Zustand: 2 Min. 30 Sek. ± 30 Sek.

Biopor® AB UV Lack / Biopor® AB RT Lack mit Hilfe eines Injectors und einer Mischkanüle aus der Doppelkartusche in ein geeignetes Gefäß applizieren und mit einem Pinsel dünn auf die saubere und entfettete Otoplastik aufragern oder die gesamte Otoplastik tauchen. Nach dem Tauchen sollte die Otoplastik ca. 5 Minuten ruhen. Zur Polymerisation wird die lackierte Otoplastik in ein Lichtgerät (Polylux) gestellt. Die zusätzliche Verwendung des Wundemotors führt zu einem noch besseren Ergebnis. Falls die Doppelkartusche nicht vollständig entleert wird, verbleibt die Mischkanüle als Verschluss auf der Doppelkartusche.

Aushärtung: ca. 10 Min. in PolyLux 1000 / 1000N / 2000 oder PolyLux LED, 5 Min. in der FotoTec® PCU Evolution. Verarbeitbarkeit im angemessenen Zustand: 90 Min.

Lack B mit einem Pinsel dünn auf die saubere und entfettete Otoplastik aufragern oder die gesamte Otoplastik tauchen. Nach der Haftbeschichtung Acryl-Otoplastik mit Glusil bepinseln. Aushärtzeit: ca. 10 Min., dann mit Lack B lackieren. Aushärtung: ca. 20 Min. an der Luft ($\text{bei } 23^\circ\text{C} \pm 1^\circ\text{C}$, 50–60 % RLF).

Lack B eco mit einem Pinsel dünn auf die saubere und entfettete Otoplastik aufragern oder die gesamte Otoplastik tauchen. Für Haftbeschichtung Acryl-Otoplastik mit Glusil bepinseln. Aushärtzeit: ca. 10 Min., dann mit Lack B lackieren. Aushärtung: ca. 20 Min. an der Luft ($\text{bei } 23^\circ\text{C} \pm 1^\circ\text{C}$, 50–60 % RLF).

Lack B matt vor der Verarbeitung gut ausschütteln. Anschließend Lack B matt mit einem Pinsel dünn auf die saubere und entfettete Otoplastik aufragern oder die gesamte Otoplastik tauchen. Für Haftbeschichtung Acryl-Otoplastik mit Glusil bepinseln. Aushärtzeit: ca. 10 Minuten, dann mit Lack B matt lackieren.

Aushärtung: ca. 15–20 Min. an der Luft ($\text{bei } 23^\circ\text{C} \pm 1^\circ\text{C}$, 50–60 % RLF).

NanoScreen™ Soft Lack mit einem Pinsel dünn auf die saubere und entfettete Otoplastik aufragern oder die gesamte Otoplastik tauchen. Für Haftbeschichtung Acryl-Otoplastik mit Glusil bepinseln. Aushärtzeit: ca. 10 Min., dann mit NanoScreen™ Soft Lack lackieren.

Aushärtung: ca. 30 Min. an der Luft ($\text{bei } 23^\circ\text{C} \pm 1^\circ\text{C}$, 50–60 % RLF).

Reinigung / Desinfektion

Zur äußeren Pflege, Reinigung und Desinfektion der beschichteten Otoplastik empfehlen wir die Verwendung der OtoVita®

Hinweise zum einmaligen Gebrauch
Der ausgehärtete Lack kann aufgrund der physikalischen Eigenschaften nicht für eine weitere Beschichtung genutzt werden.

Entsorgung
Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den örtlichen/ regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften und gemäß Sicherheitsdatenblatt.

Warnhinweise
Gefahren- und Sicherheitshinweise sind dem Produktetikett und dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Schwerwiegende Vorfälle
Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und / oder Patient niedergelassen ist, zu melden.

Warnhinweise
Gefahren- und Sicherheitshinweise sind dem Produktetikett und dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Nettoyage / desinfection
Nous recommandons la séance de soins OtoVita® pour entretenir et désinfecter l'embout revêtu.

Attention
• Un embout fraîchement laqué doit être mis dans l'oreille au moins 1 heure plus tard.

• Le produit est exclusivement destiné au domaine d'application mentionné et doit uniquement être utilisé par un personnel qualifié et formé.

• Les femmes enceintes ne doivent pas travailler avec Lack B.

• La vulcanisation peut être entraînée par l'utilisation de gants en latex, de crèmes pour les mains, de produits nettoyants, etc.

• Porter des vêtements de protection ! Le nettoyage (même chimique) du silicone sur les vêtements est impossible.

• Des températures basses et une faible humidité de l'air ralentissent le durcissement de la laque.

• Lors de l'application, utiliser un dispositif d'aspiration adapté.

• Ne jamais verser des résidus de laque dans le flacon d'origine.

• Fermer immédiatement le flacon après utilisation.

Biopor® AB UV Lack dans un récipient adapté à l'aide d'un injecteur et d'un embout mélangeur de la double cartouche. Appliquer une fine couche sur l'embout propre et exempt de graisse au moyen d'un pinceau ou plonger entièrement l'embout dans la laque. Peindre l'embout en acrylique avec Glusil pour un revêtement adhésif. Durée de durcissement env. 10 min., puis appliquer du Lack B.

Durée de durcissement: env. 20 minutes à l'air ($\text{à } 23^\circ\text{C} \pm 1^\circ\text{C}$, 50–60 % RHA).

Appliquer une fine couche de **Lack B** sur l'embout propre et exempt de graisse au moyen d'un pinceau ou plonger entièrement l'embout dans la laque. Peindre l'embout en acrylique avec Glusil pour un revêtement adhésif. Durée de durcissement env. 10 min., puis appliquer du Lack B.

Durée de durcissement: env. 15–20 min. à l'air ($\text{à } 23^\circ\text{C} \pm 1^\circ\text{C}$, 50–60 % RHA).

Appliquer une fine couche de **Lack B eco** sur l'embout propre et exempt de graisse au moyen d'un pinceau ou plonger entièrement l'embout dans la laque. Peindre l'embout en acrylique avec Glusil pour un revêtement adhésif. Durée de durcissement env. 10 min., puis appliquer du Lack B eco.

Durée de durcissement: env. 15–20 min. à l'air ($\text{à } 23^\circ\text{C} \pm 1^\circ\text{C}$, 50–60 % RHA).

Appliquer une fine couche de **Lack B matt** auf das Otoplastik

• Pour des raisons de remplissage, les composants peuvent d'abord ne pas être uniformes en cas d'utilisation d'une nouvelle cartouche. C'est pourquoi, un échantillon de produit de la taille d'un petit poïs doit dans un premier temps être jeté.

• Ne jamais utiliser un embout mélangeur durci. Cela peut entraîner des fuites au niveau du système de cartouches et donc l'écoulement de composants individuels non mélangés, non durcis.

• Après l'utilisation, laisser l'embout mélangeur sur la double cartouche pour faire office de bouchon.

Remarque sur un usage unique

La laque durcie ne peut pas être utilisée pour un revêtement ultérieur en raison de ses propriétés physiques.

Élimination

Élimination du contenu/du récipient conformément aux dispositions locales/régionales/nationales/internationales et conformément à la fiche de données de sécurité.

Avertissements

Relever les consignes de sécurité et de danger sur l'étiquette du produit et la fiche de données de sécurité afférante.

Incidents graves

Tous les incidents graves apparus en rapport avec le produit doivent être signalés au fabricant et aux autorités compétentes de l'Etat membre dans lequel se situent l'utilisateur et/ou le patient.

Datos técnicos

Ficha técnica disponible a petición.

sur le produit. En cas de réclamation sur le produit, prière de toujours indiquer le numéro de lot. N'utilisez pas le produit une fois la date de péremption dépassée.

Dreve Otoplastik GmbH n'assume aucune responsabilité en cas de dommages résultant d'une utilisation incorrecte du produit.

Flüssigkeit. Die separate OtoVita® Anleitung beachten. Die Verwendung von aggressiven Reinigungsmitteln kann das Material und die Oberfläche beschädigen.

Achtung

- Eine frisch lackierte Otoplastik sollte frühestens nach 1 Stunde in das Ohr gesetzt werden.
- Das Produkt ist ausschließlich für den genannten Einsatzbereich bestimmt und ist nur von fachlich qualifizierten und eingewiesenen Personen zu verwenden.
- Schwangere dürfen nicht mit dem Lack B arbeiten.
- Die Vulkanisation kann durch den Gebrauch von Latexhandschuhen, Handcremes, Reinigungsmitteln usw. gestört werden.
- Schutzkleidung tragen! Die Reinigung von Silikonverunreinigungen auf der Kleidung ist (auch chemisch) nicht möglich.
- Tiefe Temperaturen und geringe Luftfeuchtigkeit verzögern die Aushärtzeit des Lacks.
- Bei der Verarbeitung eine geeignete Absauganlage verwenden.
- Lackreste niemals in die Originalflasche zurückgießen.
- Flasche nach Gebrauch sofort schließen.

Biopor® AB UV Lack / Biopor® AB RT Lack

- Aus abfülltechnischen Gründen kann bei Neukartuschen zuerst eine ungleichmäßige Förderung der Komponenten auftreten. Aus diesem Grund sollte die erst geförderte – etwa beim Öffnen der Doppelkartusche – wieder entfernt werden.
- Nie gegen eine an- bzw. ausgehärzte Mischkanüle fördern. Dies kann zu Undichtigkeiten im Kartuschenystem führen und damit zum Austritt unvermischter, nicht aushärtender Einzelkomponenten.
- Nach Gebrauch Mischkanüle als Verschluss auf Doppelkartusche belassen.

Hinweis zum einmaligen Gebrauch

Der ausgehärtete Lack kann aufgrund der physikalischen Eigenschaften nicht für eine weitere Beschichtung genutzt werden.

Entsorgung

Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den örtlichen/ regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften und gemäß Sicherheitsdatenblatt.

Warrhinweise

Gefahren- und Sicherheitshinweise sind dem Produktetikett und dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Schwerwiegende Vorfälle

Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und / oder Patient niedergelassen ist, zu melden.

Warrhinweise

Gefahren- und Sicherheitshinweise sind dem Produktetikett und dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

NanoScreen™ Soft Lack

mit einem Pinsel dünn auf die saubere und entfettete Otoplastik tauchen. Für Haftbeschichtung Acryl-Otoplastik mit Glusil bepinseln. Aushärtzeit: ca. 10 Min., dann mit Lack B lackieren.

Aushärtung: ca. 20 Min. an der Luft ($\text{bei } 23^\circ\text{C} \pm 1^\circ\text{C}$, 50–60 % RLF).

NanoScreen™ Soft Lack / Biopor® AB RT Lack

mit einem Pinsel dünn auf die saubere und entfettete Otoplastik tauchen. Für Haftbeschichtung Acryl-Otoplastik mit Glusil bepinseln. Aushärtzeit: ca. 10 Min., dann mit NanoScreen™ Soft Lack lackieren.

Aushärtung: ca. 30 Min. an der Luft ($\text{bei } 23^\circ\text{C} \pm 1^\circ\text{C}$, 50–60 % RLF).

<