

## English



**Sonic Alert**  
Specialized Hearing Solutions  
**Model SBT600ss**  
Sonic Boom Alarm Clock & Bed Shaker  
with 5-Level Dimmer & USB Charging



### OPERATION INSTRUCTIONS

#### IMPORTANT:

- Please read these instructions carefully before use and retain for future reference. See operating instructions on back.
- Use only the supplied or recommended Sonic Alert adaptor to connect the unit.

#### Warning:



To prevent fire or shock hazard do not expose this appliance to rain or moisture. Before connecting to mains/ power make sure that the requirements specified on the apparatus corresponds to the available power supply in that country i.e. AC100-240V~, 50/60 Hz.

- The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items such as, newspaper, table cloth, curtains, etc;
- No naked flame sources, such as lighted candles should be placed on the apparatus.
- It shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
- Do not place the product in closed bookcases or racks without proper ventilation.
- Where the mains/ power plug is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.

#### Test Mode:

- 1) Press and hold the Snooze and Time buttons for 3 seconds to enter the Test Mode. The display will show "7ES7" to indicate it is in TEST Mode.
- 2) If within 1 minute no button is pressed, then it will exit the Test Mode and return back to the Time Mode.
- 3) Press any button within 1 minute (except the Snooze & Time buttons, which has no effect), it will exit the Test Mode immediately.
- 4) While in Test Mode, sliding the Function Switch will demonstrate the different functions of the clock:
  - a) Function Switch at OFF, it will have a continuous "Vee" sound to indicate it is in the Test Mode.
  - b) Function Switch at BUZZ, it will demonstrate the buzzer sound.
  - c) Function Switch at VIB, it will demonstrate the vibrator.
  - d) Function Switch at VIB & BUZZ, it will demonstrate the buzzer sound & the vibrator.

### ALARM CLOCK WITH BED SHAKER & USB CHARGING MODEL SBT600ss



#### Features

- |                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| 1) Time Set        | 8) PM indicator           |
| 2) Hour            | 9) Auto (Alarm indicator) |
| 3) Min             | 10) Tone                  |
| 4) Alarm Set / Off | 11) DC5V Input            |
| 5) Alarm On/Off    | 12) Volume                |
| 6) Snooze / Dimmer | 13) USB Charging          |
| 7) Battery Cover   | 14) Vibrator Input        |

#### Setting the correct time -

- 1) Press and hold the **Time Set Button (1)** at the same time press the **Hour Button (2)** (2) to advance the clock display rapidly until the hour is correct.
- 2) Press and hold the **Time Set Button (1)** at the same time press the **Minute Button (3)** to advance the clock display rapidly until the minute is correct.

A **lighted dot (8)** in the upper left of the clock display indicated the time is PM. For AM time indication, the dot does not light up.

#### Setting the alarm time -

- 1) Press and hold the **Alarm Set Button (4)** at the same time press the **Hour Button (2)** to advance the alarm display rapidly until the hour is correct.
- 2) Press and hold the **Alarm Set Button (4)** at the same time press the **Minute Button (3)** to advance the alarm display rapidly until the minute is correct.
- 3) Make sure the alarm time is correctly set for AM or PM, the **lighted dot (8)** indicated PM. Please be sure to release the HOUR and MIN button before releasing the **ALARM Set button (4)**.

#### Selecting 12 or 24 hours format -

Press and hold the **Hour button (2)** for 6 seconds to enter the hour selection mode, release the **Hour button (2)** when the display shows "12 H" or "24 H". Press and release the hour button to toggle between 12 or 24 hours. If no selection is made within 4 seconds, then the last displayed hour format will be chosen and the display will return to the normal Time mode.

#### Waking to Alarm -

- 1) If only the buzzer is required, do not plug in the vibrator.
- 2) Set desired volume using the **Volume wheel (12)** for buzz sound.
- 3) If only vibrator is required, the plug in the vibrator into **Vibrator socket (14)** and turn off the volume by using the **Volume wheel (12)**.
- 4) If both the Buzzer and vibrator are required, plug in the vibrator and set the volume to the desired level.

Set alarm wake time per instructions for setting alarm time above.

#### Adjusting The Alarm Duration Time -

The default alarm duration time setting is 30 minutes, you may adjust the alarm duration between 1 minute and 59 minutes as desired. To adjust the alarm duration:

- 1) Press and hold the **AL. SET button (4)** for six seconds. The clock display will show the default alarm duration as '30', release the **AL. SET button**.
- 2) Press the **MIN button (3)** to adjust the alarm duration to the desired setting, from 1 minute to 59 minutes.

**Battery Backup -**  
To use the battery backup, you can install 1 pieces of 9V size battery at the base of the clock under the **battery cover (7)**. Please note the LED

3) When the display is showing the desired alarm duration time, it will return to the normal clock mode after 3 seconds. The new alarm duration time setting becomes the new default and remains in the memory until you change it again.

#### Shutting Off Alarm -

Alarm can be shut off temporarily for the day or shut off permanently.  
1) When the alarm goes off, simply press the **AL off button (4)** the alarm will shut itself off for the day and come back on the next day at the same time if the alarm setting has not changed.

- 2) To shut off the alarm permanently, slide **ON/OFF Switch (5)** to off position. The alarm will not come on until **ON/OFF Switch (5)** is set to ON position again.

#### Snooze Operation -

**SNOOZE button (6)** – press after alarm has sounded. The alarm will be turned off for 9 minutes for extra sleep. The alarm will come back again after 9 minutes. You may repeat many time up to 119 minutes .

#### Adjusting The Snooze Time

The default snooze time setting is 9 minutes but you may adjust the snooze time between 1 minute and 30 minutes as desired. To adjust the snooze time:

- 1) Press and hold the **SNOOZE button (6)** for four seconds. The clock display will show the default snooze time '9'. Release the Snooze button.
- 2) Press the **MIN button (3)** to adjust the snooze time to the desired setting, from 1 minute to 30 minutes.

- 3) When the display is showing the desired snooze time, it will return to the normal clock mode after 3 seconds. The new snooze time setting becomes the new default and remains in the memory until you change it again.

#### Volume -

To adjust the volume rotate the **Volume wheel (12)** until you have reach the desired level.

#### Tone -

Adjust the tone by rotating the **Tone wheel (10)** until you have reach the desired level.

#### Dimmer Operation

There is a 5-level brightness control for the LED display. Press the **SNOOZE button (6)** once to change the display brightness. The brightness will cycle from bright to dim then from dim to bright.

\*NOTE\*: The dimmer function will not work, when the clock is in snooze mode.

#### Bed Shaker / Vibrator

- 1) Attach the bed shaker jack to the back of the clock at **VIBRATOR input (14)**.
- 2) Place vibrator under mattress or pillow.

#### USB Charging

This alarm clock is equipped with a convenient USB charging port on the back panel that allows you to recharge many brands of mobile phones, portable music players, and other handheld devices that are supplied with USB charging cables. The output rating of the USB charging port is 500mA.

To charge your device, connect the USB charging cable that was supplied with your handheld device to the **USB charging port (13)** on the back panel of this alarm clock. Observe the charging indicator on your device to confirm that it is charging.

**Note:** Charging time will vary depending on the charging current that your device requires. Therefore some devices will take longer to charge than others.

#### Battery Backup -

To use the battery backup, you can install 1 pieces of 9V size battery at the base of the clock under the **battery cover (7)**. Please note the LED

display will not show during power failure but the clock will still be running and keeping proper time until the power is restored.  
**NOTE:** For the best results it is recommended that the battery be changed every 6-8 months. If the clock is not used for a while, it is recommended to remove the battery to avoid leakage.

#### DC 5V Power Input -

Attach the DC power supply input to the back of clock labeled **DC5V --- IN (11)**.

#### GENERAL DATA


UL listed Power Adaptor: AC100-240V~, 50/60Hz

Power Consumption: Adaptor Output: DC5V --- , 800mA

USB Charging Port Rating: 500mA



**CAUTION:**  
TO REDUCE THE RISK OF ELECTRICAL SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER (OR BACK) FROM THE PRODUCT. NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO YOUR SONIC ALERT DEALER.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

#### WARNING: TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal.  
This icon indicates separate disposal for electrical and electronic equipment.

Normal function may be disturbed by strong electromagnetic interference. If this is the case, normal function can be resumed by simply resetting the unit following the procedure in the instructions manual. If function does not resume, try moving the unit to another location.

#### SONIC ALERT'S 2 YEAR LIMITED WARRANTY

From the moment your Sonic Alert product is purchased, Sonic Alert guarantee it for the period for 2 years. The guarantee does not cover accidents, negligence or breakage to any parts. The product is covered by the legal guarantee of conformity as provided by applicable law.

-- La ventilation ne doit pas être entravée, les orifices d'aération doivent rester libres de tout objet, tel que des journaux, des nappes, des rideaux, etc.;

-- Aucune source de flamme nue, comme une bougie allumée ne doit être placée sur l'appareil.

-- L'appareil ne sera pas installé à proximité d'un dispositif qui goutte ou soumis à des éclaboussures et aucun objet rempli de liquide ne doit être placé sur l'appareil, tel qu'un vase par exemple.

-- Ne placez pas l'appareil dans un meuble fermé ou sur un rack ne disposant pas d'une ventilation adéquate.

-- Lorsque la fiche secteur est utilisée comme dispositif de déconnexion, celle-ci doit toujours être facilement accessible.

#### RECYCLING DIRECTIVES

The WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) has been put in place for the products in end of life are recycled in the best way.

When this product is out of order, please do not put it in your domestic waste bin.

Please use one of the following disposal options:

- Remove the batteries and deposit them in an appropriate WEEE skip. Deposit the product in an appropriate WEEE skip.

2) Si dans la minute qui suit, aucun bouton n'est pressé, il sortira du mode de test et reviendra en mode de réglage de l'heure.

3) Une pression sur un bouton dans la minute qui suit (sauf sur les boutons Snooze (rappel d'alarme) et Time (réglage de l'heure), qui n'ont aucun effet), fera quitter immédiatement l'appareil du mode de test.

4) En mode de test, les fonctions du réveil sont affichées, à savoir l'avertisseur sonore, le flash et le vibreur (si ce dernier est branché).

5) Si le vibreur est requis, ne le branchez pas dans la prise du vibreur (14) et désactivez le son à l'aide du bouton de volume (12).

4) Si les deux fonctions, avertisseur sonore et vibreur, sont requises, branchez le vibreur et réglez le volume sur le niveau souhaité.

5) Réglez l'alarme de réveil selon les instructions citées ci-dessus.

#### Alarme du réveil -

1) Si seul l'avertisseur est requis, ne branchez pas le vibreur.

2) Réglez le volume de l'avertisseur sonore souhaité à l'aide du bouton de volume (12).

3) Si seul le vibreur est requis, ne le branchez pas dans la prise du vibreur (14) et désactivez le son à l'aide du bouton de volume (12).

4) Si les deux fonctions, avertisseur sonore et vibreur, sont requises, branchez le vibreur et réglez le volume sur le niveau souhaité.

5) Réglez l'alarme de réveil selon les instructions citées ci-dessus.

#### Distributed by : **Geemarc™ United Kingdom**

5 Swallow Court, Swallowfields, Welwyn Garden City, Hertfordshire, AL7 1SB,

For product support: 01707 384438

[www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)



## Français



**Sonic Alert**  
Specialized Hearing Solutions  
**Modèle SBT600ss**  
Réveil USB Bombe Sonique avec Vibreur pour Lit et variateur 5-niveaux



### MODE D'EMPLOI

#### IMPORTANT:

- Veuillez lire attentivement cette notice et la conserver pour toute consultation ultérieure.

- Cet icône indique la séparation pour la dépose des équipements électriques et électroniques.

Normal function may be disturbed by strong electromagnetic interference. If this is the case, normal function can be resumed by simply resetting the unit following the procedure in the instructions manual. If function does not resume, try moving the unit to another location.

#### Avertissement :

pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'hum

## Régler la durée de l'alarme -

Le paramètre par défaut pour la durée de l'alarme est réglé sur 30 minutes ; vous pouvez régler ce paramètre entre 1 minute et 59 minutes. Pour régler la durée de l'alarme :

- 1) Appuyez sur le bouton AL. SET (réglage de l'alarme) (4) puis maintenez-le enfoncé pendant six secondes. L'écran du réveil montrera la durée d'alarme par défaut sous la forme suivante : '30', relâchez le bouton AL. SET.
- 2) Appuyez sur le bouton MIN (3) pour régler la durée de l'alarme sur la valeur souhaitée (entre 1 et 59 minutes).
- 3) Lorsque la durée d'alarme souhaitée s'affiche à l'écran, l'appareil retourne en mode normal, après trois secondes. Le nouveau paramètre de durée d'alarme devient la nouvelle valeur par défaut et restera en mémoire jusqu'à ce que vous le changez à nouveau.

## Arrêter l'alarme -

L'alarme peut être arrêtée temporairement pour la journée ou de manière permanente.

- 1) Afin que l'alarme s'arrête, appuyez simplement sur le bouton AL off (4) (arrêt de l'alarme). L'alarme s'arrêtera automatiquement pour la journée et sera réactivée le lendemain à la même heure si le réglage de l'alarme n'a pas été modifié.
- 2) Pour arrêter l'alarme de façon permanente, faites glisser le commutateur de fonction ON/OFF (5) sur la position off (arrêt). L'alarme ne sera pas réactivée avant d'avoir remis le commutateur de fonction ON/OFF (5) sur la position ON.

## Fonctionnement du rappel d'alarme -

Appuyez sur le bouton SNOOZE (6) (rappel d'alarme) après que l'alarme ait retenti. L'alarme sera désactivée et vous bénéficierez de 9 minutes de sommeil supplémentaire. L'alarme retentira à nouveau après 9 minutes. Vous pouvez répéter plusieurs fois cette opération, jusqu'à 119 minutes.

## Réglage de la durée du rappel d'alarme

Le paramètre par défaut pour la durée du rappel d'alarme est réglé sur 9 minutes, mais vous pouvez régler ce paramètre entre 1 minute et 30 minutes. Pour régler la durée du rappel d'alarme :

- 1) Appuyez sur le bouton SNOOZE (rappel d'alarme) (6) et maintenez-le enfoncé pendant quatre secondes. L'écran du réveil affichera la durée d'alarme par défaut sous la forme suivante : '9'. Relâchez le bouton de rappel d'alarme.
- 2) Appuyez sur le bouton MIN (3) pour régler la durée du rappel d'alarme sur la valeur souhaitée (entre 1 et 30 minutes).
- 3) Lorsque la durée du rappel d'alarme souhaitée est affichée à l'écran, l'appareil, retourne en mode normal après 3 secondes. Le nouveau paramètre de la durée du rappel d'alarme devient la nouvelle valeur par défaut et restera en mémoire jusqu'à ce que vous le changez à nouveau.

## Volume -

Pour régler le volume, faites tourner la molette de volume (12) jusqu'au niveau désiré.

## Tonalité -

Réglez la tonalité en tournant la molette de tonalité (10) jusqu'au niveau désiré.

## Fonctionnement du variateur

Il existe une fonction de réglage à 5 niveaux de l'écran DEL. Appuyez une fois sur le bouton SNOOZE (6) pour modifier la luminosité de l'écran. Le cycle de luminosité de clair à sombre, puis de sombre à clair.

\*REMARQUE\* : le variateur ne fonctionne pas si le réveil se trouve en mode de rappel d'alarme.

## Vibrer pour lit / vibrer -

- 1) Fixez le connecteur du vibrer pour lit au dos du réveil, sur l'entrée du VIBREUR (14).
- 2) Placez le vibrer sous le matelas ou l'oreiller.

## Charge USB

Ce réveil est équipé d'un port USB pratique, placé sur le panneau arrière, qui permet de recharger les téléphones portables, lecteurs de disques mobiles et autres appareils portables de plusieurs marques différentes, fournis avec un câble USB. La puissance de sortie du port USB est de 500mA.

Pour charger votre appareil, branchez le câble USB, fourni avec votre dispositif portable dans le port USB (13) placé sur le panneau arrière de ce réveil. Vérifiez l'indicateur sur votre appareil pour confirmer qu'il est bien en train de se charger.

Remarque : la durée de charge variera en fonction du courant de charge requis par votre appareil. Par conséquent, certains appareils prendront plus de temps à se charger que d'autres.

## Batterie de secours -

Pour utiliser la batterie de secours, installez une pile alcaline de 9V à la base du réveil, dans le compartiment des piles (7). Veuillez noter qu'en cas de coupure d'électricité, l'écran LED n'affichera plus l'heure, mais l'horloge continuera de fonctionner et affichera l'heure correcte dès que l'appareil sera à nouveau alimenté en électricité.

**REMARQUE :** pour des résultats optimaux, il est recommandé de changer la batterie tous les 6-8 mois. Si le réveil n'est pas utilisé pendant une longue période, il est recommandé de retirer la pile afin d'éviter les fuites d'acide.

## Alimentation d'entrée CC 5V -

Fixez l'adaptateur de courant CC au dos de l'horloge sur l'entrée référencée CC5V --- IN (11)

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

Adaptateur secteur homologué UL CA100-240V~, 50/60Hz  
Consommation électrique : Sortie de l'adaptateur : CC5V ---, 800mA

- Le triangle montrant un éclair en forme de flèche est un symbole d'avertissement indiquant la présence d'une tension élevée à l'intérieur du produit.

### ATTENTION : POUR RÉDUIRE LE RISQUE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (OU LA FACE ARRIÈRE) DU PRODUIT. AUCUNE PIÈCE NE PEUT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. POUR TOUTE RÉPARATION, CONTACTEZ VOTRE REVENDEUR SONIC ALERT.

- Le triangle contenant un point d'exclamation est un symbole d'avertissement afin d'attirer votre attention sur les instructions importantes fournies avec le produit.

**AVERTISSEMENT: POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.**

- Nous attirons votre attention sur les aspects environnementaux à prendre en compte, lorsque vous vous débarrassez des piles ;

- les points de collecte sont différents s'il s'agit d'appareils électriques ou électroniques.


**DÉCLARATION CE:** Ce produit respecte les exigences demandées par la directive européenne tel que la directive Compatibilité électromagnétique (EMC) 2004/108/EC et la directive basse tension (LVD) 2006/95/EC. (Si applicable).

La déclaration de conformité peut être consultée sur le site : [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)

**GARANTIE LIMITÉE DEUX ANS SUR LE PRODUIT SONIC ALERT**  
Le réveil Sonic Alert est garanti pendant deux (2) ans, à compter de sa date d'achat. La garantie ne couvre pas les accidents, les pièces cassées, les liquides renversés, ni la négligence de l'utilisateur. La garantie Sonic Alert ne limite en aucun cas les droits que vous accorde la loi. Le produit est couvert par la garantie légale de conformité telle que prévue par la réglementation applicable.

**Important: votre facture d'achat est un élément essentiel de votre garantie. elle vous sera demandée en cas d'intervention sous garantie.**  
Geemarc Telecom: SAV au (0) 3 28 58 75 99

Parc de l'étoile, 2 rue Galilée, 59791 Grande Synthe Cedex, FRANCE


**Distribué par:**  **FRANCE**  
Parc de l'étoile, 2 rue Galilée,  
59791 Grande-Synthe Cedex  
Tel: +33 (0) 3 28 58 75 99  
[www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)

Pour en savoir plus : [www.quefairedesdechets.fr](http://www.quefairedesdechets.fr)


**Sicherungsbatterie -**  
Als Sicherungsbatterie können Sie eine 9 V-Batterie im Boden der Uhr unter dem Batteriefachdeckel (7) einsetzen. Bitte beachten: Die LED-Anzeige ist bei Stromausfall ausgeschaltet. Die Uhr läuft aber bis zur Wiederherstellung der Stromversorgung weiter

## Deutsch



**Sonic Alert**  
Specialized Hearing Solutions

**Modell SBT600ss**  
Sonic Boom Wecker & Bettenschüttler mit 5-Stufen-Dimmer & Laden über USB



## BETRIEBSANLEITUNG

### WICHTIG -

Lesen Sie diese Anleitung vor Inbetriebnahme des Gerätes sorgfältig durch und bewahren Sie sie für zukünftige Verwendung auf. Beachten

- Nous attirons votre attention sur les aspects environnementaux à prendre en compte,

- Schließen Sie das Gerät ausschließlich mit dem mitgelieferten Netzteil an die Stromversorgung an.

**Warning:** - Zur Verhinderung von Brand- oder Stromschlaggefahr darf das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

La fonction normale peut être affectée par de fortes interférences électromagnétiques (à partir d'autres appareils). Si cela se produit, essayez de déplacer l'appareil vers un autre emplacement. La fonction normale devrait reprendre, mais vous devrez peut-être réinitialiser réinitialiser l'unité en suivant la procédure décrite dans le manuel d'instructions.

### RECOMMANDATIONS POUR LE RECYCLAGE

La directive DEEE (Déchet d'Équipement Electrique et Electronique) a été mise en place dans le but d'assurer la collecte sélective en vue de la valorisation, réutilisation ou recyclage des produits en fin de vie. Lorsque votre produit ne fonctionne plus, ne le jetez pas dans votre poubelle ménagère.

Suivez l'une des procédures décrites ci-dessous:

- Déposez les piles et votre ancien appareil dans un lieu de collecte approprié.

- Ou rapportez votre ancien appareil chez le distributeur qui vous vendra le nouveau. Il devra l'accepter. Ainsi, si vous respectez ces instructions vous faites un geste pour l'environnement et vous contribuez à la préservation des ressources naturelles et à la protection de la santé humaine.

### DECLARATION CE:

Ce produit respecte les exigences demandées par la directive

européenne tel que la directive Compatibilité électromagnétique (EMC) 2004/108/EC et la

directive basse tension (LVD) 2006/95/EC. (Si applicable).

La déclaration de conformité peut être consultée sur le site: [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)

### Testmodus:

1) Drücken und halten Sie die Schlummer- und Uhrzeiteinstelltaste drei Sekunden lang, um auf den Testmodus zuzugreifen. Geben Sie die Stundentaste (2) frei, wenn "12 H" oder "24 H" auf der Anzeige erscheint. Uhrzeitte drücken und loslassen, um zwischen den Anzeigeformaten 12 oder 24 Stunden zu wechseln. Wird innerhalb von vier Sekunden keine Auswahl getroffen, wird das zuletzt angezeigte Format übernommen und die Anzeige kehrt in den normalen Zeitmodus zurück.

### Durch Weckrufeinwachen -

1) Wenn nur der Summer benötigt wird, schließen Sie den Vibrator nicht an.

2) Stellen Sie mittels Lautstärkenräder (12) die gewünschte Lautstärke für den

Summtion ein.

3) Wenn nur der Vibrator benötigt wird, schließen Sie den Vibrator in die

Vibratorbuchse (14) und schalten Sie die Lautstärke mittels Lautstärkenräder (12) aus.

4) Werden sowohl Summer als auch Vibrator benötigt, schließen Sie den Vibrator an und stellen Sie Lautstärke wie gewünscht ein.

5) Die Weckrufzeit gemäß der vorstehenden Anleitung zur Einstellung der Weckrufzeit einstellen.

### Hinweis:

Die Ladedauer hängt von dem von Ihrem Gerät benötigten Ladestrom ab.

Daher benötigen manche Geräte eine längere Ladedauer als andere.

### Einstellen der Dauer des Weckrufs

Die voreingestellte Schlummerzeit beträgt 30 Minuten. Sie können jedoch die Ausnahme der Schlummer- und Uhrzeitte, die wirkungslos bleiben. Der Testmodus wird sofort beendet.

### Testmodus:

1) Drücken und halten Sie die Schlummer- und Uhrzeiteinstelltaste drei Sekunden lang, um auf den Testmodus zuzugreifen. Auf der Anzeige erscheint "7EST", um den Testmodus anzuzeigen.

2) Wird nicht innerhalb von einer Minute eine Taste gedrückt, endet der Testmodus und das Gerät kehrt in den Zeitmodus zurück.

3) Wird innerhalb von einer Minute eine beliebige Taste (mit Ausnahme der

Schlummer- und Uhrzeitte, die wirkungslos bleiben) gedrückt, wird der Testmodus sofort beendet.

### Hinweis:

Die Ladedauer hängt von dem von Ihrem Gerät benötigten Ladestrom ab.

Daher benötigen manche Geräte eine längere Ladedauer als andere.



### Sicherungsbatterie -

Als Sicherungsbatterie können Sie eine 9 V-Batterie im Boden der Uhr unter dem

Batteriefachdeckel (7) einsetzen. Bitte beachten: Die LED-Anzeige ist bei Stromausfall

ausgeschaltet. Die Uhr läuft aber bis zur Wiederherstellung der Stromversorgung weiter

## Sonic Boom Wecker & Bettenschüttler mit 5-Stufen-Dimmer & Laden über USB Modell SBT600ss



### Les charactéristiques

1. Einstellen der Uhrzeit  
2. Stunde  
3. Minute  
4. Weckruf Einstellen / Aus  
5. Weckruf Ein/Aus  
6. Schlummer / Dimmer  
7. Batteriefachdeckel  
8. Indicateur PM

9. Automatique (Indicateur d'alarme activée)  
10. Tonalité  
11. Entrée CC5V  
12. Volume  
13. Charge USB  
14. Entrée du vibrer