

Otoform[®] Xpand



Technisches Datenblatt

Zweckbestimmung: Additionsvernetzendes Ohrabformsilikon

Hersteller: Dreve Otoplastik GmbH
Max-Planck-Straße 31
59423 Unna / Germany

Zusammensetzung:

Pos	Chemische Bezeichnung
1	Vinylhaltige Polydimethylsiloxane
2	Kieselsäure
3	Füllstoffe
4	Pigmente
5	Platin-Katalysator

Farbe: apricot
(entsprechend freigegebenem Muster im Hause)

Verarbeitungszeit: 100 sek. ± 15 sek. bei 23°C

Entformbarkeit: 3 min. ± 15 sek. bei 37°C

Endhärte: 20 ± 2 Shore A

Konsistenz: mittelfließend – Typ 2 (nach DIN EN ISO 4823)

Rückstellung nach Verformung: > 99 % (nach DIN EN ISO 4823)

Lineare Maßänderung: < 0,2 % (nach DIN EN ISO 4823)

Volumenexpansion (nach Abfüllung): 3,5 ± 1,5 %

Dreve Otoplastik GmbH
Max-Planck-Str. 31
59423 Unna / Germany
Tel.: 02303 / 8807-0
Fax: 02303 / 82909
otoplastik@dreve.de
www.dreve.com